



■ 螺纹管身，防止滑脱

■ 可伸缩瓣膜  
免用转换器

■ 独特穿刺针头设计  
创伤更小，愈合更快

可拆卸设计 取物更方便




## 康基带密封鞘取物袋优点：

- 密封鞘可在0°镜引导下实现可视穿刺，避免盲穿造成的损伤。
- 密封鞘带有免转换多重密封系统，在使用不同规格手术器械时无需使用转换器，提高手术效率。
- 密封鞘采用可拆卸设计，方便放入取物袋和术中取出标本。
- 套管鞘带有螺纹设计，有效增加套管与腹壁之间的摩擦力，避免套管鞘在使用中脱落。
- 独特的“元宝形”穿刺刀头设计，在保证穿刺锋利的前提下，最大限度的避免切割组织，减少创伤，利于创口愈合。
- 取物袋简单实用，操作方便。
- 使用医用高分子材料，质地轻盈，操作便捷。
- 一次性使用，杜绝交叉感染。

## 重复使用的金属穿刺器需要这样 才能彻底清洗干净， 你做到了吗？




## 重复使用的金属穿刺器的实际成本包含这些， 你发现了吗？



### 较小的筋膜损伤

康基套管穿刺鞘穿刺时所产生的穿刺孔明显比传统的三棱锥或带刀片穿刺器所产生的穿刺孔小。



### 更快的组织复位

康基套管穿刺鞘穿刺时造成的创面是对称、狭窄且紧缩的。套管鞘取出后组织可以迅速复位。



## 康基带密封鞘取物袋的临床优势

- ✓ 保证穿刺针的锐利度，避免重复性使用穿刺器反复使用、清洗消毒后造成的刃口锐利度下降。
- ✓ 保证每个产品都具有良好的密封性能，避免重复性使用穿刺器多次清洗、消毒后造成的密封性能下降。
- ✓ 单病人使用，避免交叉污染和交叉感染。
- ✓ 密封鞘、取物袋组合包装，降低使用成本。
- ✓ 免去重复使用穿刺器繁琐而高风险的清洗、消毒工作，减少医院的人力支出。
- ✓ 使用方便，减少误操作和不必要的损伤。
- ✓ 降低穿刺孔疝、误刺等并发症的发生率。

单孔型



- 器械操作灵活、摆动幅度大
- 材质柔软手感好、密封性好
- 标本取出容易
- 结构简单，拆装方便
- 术后无“疤痕”



免用转换器，取物更方便

规格	内容
MFQW-T1A	取物袋+3mm
MFQW-T1B	取物袋+5mm
MFQW-T1C	取物袋+10mm
MFQW-T1D	取物袋+12mm
MFQW-T2B2C	取物袋+5mm × 2+10mm × 2
MFQW-T2B1C	取物袋+5mm × 2+10mm × 1
MFQW-T2B2D	取物袋+5mm × 2+12mm × 2
MFQW-T2B1C1D	取物袋+5mm × 2+10mm × 1+12mm × 1
MFQW-T3B1C1D	取物袋+5mm × 3+10mm × 1+12mm × 1
MFQW-BT2B1C1D70B	取物袋+5mm × 2+10mm × 1+12mm × 1 +密封体BΦ70B
了解其它包装规格信息请与我公司联系！	



康德健体 积基树本

注册证编号：浙械注准20162020092

## 腹腔镜手术用带密封鞘取物袋



**K 康基医疗**  
KANGJI MEDICAL  
股票代码：HK.9997

杭州康基医疗器械有限公司

地址：浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区春江东路1668号 电话：0571-69900058  
邮箱：kangji@hzkangji.com 网址：www.hzkangji.com ☎ 400-8459997

北京营销中心

地址：北京东城区北三环东路36号环球贸易中心A座2108-2109 电话：010-58256997

**杭州康基医疗器械有限公司**  
HANGZHOU KANGJI MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD.